



CellSonic

CellSonic™ Ltd.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com

www.cellsonic-beauty.com

Los equipos **CellSonic™** tienen la marca CE y cuentan con aprobación **ISO 13485:2003 & ISO 9001:2000**. **CellSonic™** fabrica litotritores que actúan por ondas de choque. La litotricia se ha utilizado por más de 35 años por lo que existe mucha práctica y conocimiento en este campo. **CellSonic™** ha reducido los precios del equipo de ondas de choque para que estén al alcance de clínicas y de centros médicos mas pequeños que los grandes hospitales.

CellSonic Machine



Lithosplit 4 Digital



CellSufflator



SynchroWave



¡Si no es CellSonic™ es caro!

CellSonicAmericas

1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida33012
305 559 0842- 305 608 3622 (Cel)
cellsonicamericas@bellsouth.net
Skype ID gva1936

Representante Local



CellSonic

CellSonic™ Ltd.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com

www.cellsonic-beauty.com

Los equipos en este folleto son:

CellSonic™ Machine. Litotritor para uso estético (celulitis), ortopedia, (tejidos blandos), medicina deportiva y dermatología (úlceras o heridas). La producción de ondas de presión o de choque es hecha por electricidad de alto voltaje que destella entre un ánodo y un cátodo de una manera similar a una chispa de bujía un motor del coche. **CellSonic™** ha miniaturizado el litotritor y lo ha hecho seguro para el uso en salones de la belleza. El equipo lleva una garantía de 10 años contra defectos de fábrica.

Lithosplit. Diseñado para uso en Litotricia Intracorpórea, se utilizada para fragmentar cálculos en el riñón, vejiga y uréter; casos que no se pueden resolver extracorpóreamente. Este equipo simple, eficaz y de bajo costo utiliza oxígeno o aire del hospital para activarlo. Se vende en su maleta con todos los accesorios para transportarlo. Los usuarios serian los cirujanos urólogos.

CellSufflator. Es un insuflador quirúrgico de CO2 automático y completamente digital. La característica más destacada es su eficacia y seguridad para el paciente. El aparato tiene un doble sistema de seguridad. En caso de un incremento accidental de presión le indica al operador visualmente para prevenir complicaciones mayores. La combinación de carboxiterapia y el tratamiento de celulitis con ondas de choque ahora se usa con resultados prometedores.

SynchroWave. Es un litotritor radial de onda de choque combinado con y sincronizado a un dispositivo de electroterapia. El dispositivo de electroterapia pulsa sincronizado con la onda sonora emitida por la pieza de mano. El efecto de esta combinación de pulso y onda de choque tiene el efecto de romper grasa intercalada entre piel y músculo. Los tratamientos se pueden aplicar en distintas partes el cuerpo. La técnica de **SynchroWave** satisface especialmente en el abdomen. El Synchrowave necesita un compresor de aire para su funcionamiento.

Además **CellSonic™** cuenta con otros productos para Urología Diagnóstica (Uroflujometria). Consulte a su representante.

¡Si no es CellSonic™ es caro!

CellSonicAmericas

1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida33012
305 559 0842- 305 608 3622 (Cel)
cellsonicamericas@bellsouth.net
Skype ID gva1936

Representante Local